



MENGINSTRUCTIES IGNITE®

129596-4

Dit pakket wordt in de volgende talen geleverd:

Nederlands (nl)

Ga voor andere talen naar onze website: www.wmt.com

Klik vervolgens op de optie **Prescribing Information**

(Voorschrijfinformatie).

Neem voor aanvullende informatie en vertalingen contact op met de fabrikant of de lokale distributeur.



CE 0086*

Wright Medical Technology, Inc.
5677 Airline Road
Arlington, TN 38002
U.S.A.

EC REP

Wright Medical EMEA
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
The Netherlands

* De CE-conformiteitsmarkering is per catalogusnummer aangevraagd en staat, waar van toepassing, op het buitenste etiket.

Rx ONLY

September 2012
Gedrukt in de VS

IGNITE®
INJECTEERBARE STIMULANS VOOR DE VORMING
VAN CALLUS OP DE FRACTUURPLAATS
129596-4

Gebruiksaanwijzing
 Menginstructies

VOORBEREIDING OPERATIEPLAATS*



STAP 1

Bepaal de plaats van het defect onder fluoroscopie met de BLAUWE 8 ga naald en trocart.



STAP 2 (optioneel)

Als het verstoren van fibreus weefsel in een defect wenselijk is, maakt u lange longitudinale bewegingen.



STAP 3

Verwijder de trocart en breng de IGNITE®-lift in, waarbij u de markeringen met elkaar uitlijnt voor u het geheel samenklikt. Vorm een subperiostale ruimte voor injectie van het transplantaat.

VOORBEREIDING VAN HET TRANSPLANTAAT



STAP 4

Aspireer met behulp van de GROENE naald van 11 ga en de spuit van 20 ml beenmerg volgens de standaardtechniek. Leg de spuit terzijde.



STAP 5

Verwijder de BLAUWE zuiger uit de spuit van 30 ml. Draai vervolgens naar rechts tot deze stevig bevestigd is aan de spuitstandaard in de doordrukverpakking.



STAP 6

Voeg beenmergaspiraart toe aan de spuit van 30 ml.



STAP 7

Voeg voorzichtig IGNITE®-poeder toe bovenop het beenmergaspiraart.

NB: Nadat het IGNITE®-poeder gecombineerd is met het beenmergaspiraart moet het mengen en injecteren binnen 5 minuten klaar zijn.



STAP 8

Meng tot een gelijkmatige consistentie met de bijgeleverde spatel.

NB: Zorg dat er geen poederklonters op de bodem achterblijven.



STAP 9

Draai naar rechts en trek de cilinder van de spuit EN de dop los van de doordrukverpakking. Zet de dop van de spuit vast en breng voorzichtig de BLAUWE zuiger in de cilinder van de spuit in.



STAP 10

Zet de dop van de spuit los. Verwijder de lucht door de spuit om te keren en de zuiger in de spuit te duwen. Verwijder de dop van de spuit.

INJECTEER HET TRANSPLANTAATMENGSEL



STAP 11

Plaats de transplantaatspuit op de vooraf aangebrachte naald. Injecteer het IGNITE®-transplantaatmengsel in de fascia subperiostalis.

NB: Als de injectie lastig lijkt, verplaatst u de naald.



STAP 12

Na de injectie moet de naald 3-5 minuten ongestoord (voor gedeeltelijke stolling). Trek de naald langzaam en stapsgewijs terug om terugstromen tot een minimum te beperken.

*De medische specialist is per definitie verantwoordelijk voor de juiste chirurgische technieken. De bovenstaande richtlijnen worden uitsluitend verstrekt als aanbevolen technieken. Elke chirurg moet de geschiktheid van de technieken evalueren op basis van zijn/haar persoonlijke medische opleiding en kennis.

™ Handelsmerken en ® gedeponeerde handelsmerken van Wright Medical Technology, Inc.

Dit product valt onder een of meerdere van de volgende octrooien. Octrooien in de VS 5,614,206; 5,807,567; 6,030,636. Octrooien aangevraagd. ©2002 Wright Medical Technology, Inc. Alle rechten voorbehouden.