



INSTRUÇÕES DE MISTURA PARA PRODUTO IGNITE®

129596-4

Os seguintes idiomas estão incluídos nesta embalagem:

Português (pt)

Visite o nosso website www.wmt.com para outros idiomas.

Em seguida, clique na opção **Prescribing Information**

(informações de prescrição).

**Para informações adicionais e traduções
contacte o fabricante ou o distribuidor local.**



CE 0086*

Wright Medical Technology, Inc.
5677 Airline Road
Arlington, TN 38002
U.S.A.

EC REP

Wright Medical EMEA
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
The Netherlands

* A marcação de conformidade CE é aplicada por número de catálogo e aparece no rótulo exterior, se aplicável.

Rx ONLY

Setembro de 2012
Impresso nos EUA

IGNITE®
ESTÍMULO INJECTÁVEL PARA A FORMAÇÃO
DE CALO EM FRACTURAS
129596-4

Instruções de utilização

Instruções de mistura

PREPARAÇÃO DO LOCAL*



ETAPA 1

Localizar o defeito sob controlo fluoroscópico com a agulha e o trocarte AZUIS de calibre 8.



ETAPA 2 (facultativa)

Caso seja pretendida a disrupção de tecido fibroso no defeito, utilizar um movimento de varrimento longitudinal.



ETAPA 3

Retire o trocarte e insira o elevador IGNITE®, alinhando os marcadores antes de juntar e encaixar. Criar um espaço subperiosteal para a injeção do enxerto.

PREPARAÇÃO DO ENXERTO



ETAPA 4

Usando a agulha e seringa VERDE 11G, aspirar 20cm3 de medula óssea usando a técnica standard. Ponha de lado.



ETAPA 5

Retirar o êmbolo AZUL da seringa de 30 cm3. Em seguida, num movimento no sentido horário, rodar até que esteja completamente fixo ao suporte da seringa na ampola.



ETAPA 6

Acrescentar aspirado de medula óssea à seringa de 30 cm3.



ETAPA 7

Cuidadosamente acrescente o pó IGNITE® em cima do aspirado de medula óssea.

OBSERVAÇÃO: após o pó IGNITE® ser combinado com o aspirado de medula óssea, a mistura e a injeção devem ser concluídas no prazo de cinco minutos.



ETAPA 8

Utilizando a espátula fornecida, misturar até obter uma consistência uniforme.

OBSERVAÇÃO: Certificar-se de que nenhuma acumulação de pó permanece no fundo.



ETAPA 9

Num movimento no sentido horário, rodar e puxar o cilindro da seringa E a tampa da ampola. Encaixar a tampa da seringa e introduzir cuidadosamente o êmbolo AZUL no cilindro da seringa.



ETAPA 10

Afrouxar a tampa da seringa. Eliminar o ar invertendo a seringa e pressionando o êmbolo. Retirar a tampa da seringa.

INJEÇÃO DO COMPÓSITO DE ENXERTO



ETAPA 11

Encaixar a seringa do enxerto na agulha pré-posicionada. Injectar o composto de enxerto IGNITE® para dentro do envelope sub-periosteal.

OBSERVAÇÃO: Se a injeção parecer difícil, reposicione a agulha.



ETAPA 12

Após a injeção, a agulha tem de permanecer sem perturbação durante 3 a 5 minutos (para coagulação parcial). Retirar lentamente a agulha em pequenos incrementos para minimizar o fluxo de retorno.

*Técnicas cirúrgicas apropriadas são necessariamente da responsabilidade do profissional médico. As linhas de orientação anteriores são fornecidas apenas a título de técnicas recomendadas. Cada cirurgião tem de avaliar a adequação das técnicas, com base na sua formação e experiência médicas pessoais.

™ Marcas comerciais e ® Marcas registadas da Wright Medical Technology, Inc.

Cobertas por uma ou mais das seguintes patentes. Patentes norte-americanas 5.614.206; 5.807.567; 6.030.636, Patentes pendentes. ©2002 Wright Medical Technology, Inc. Todos os direitos reservados.