



## KIT DE ASPIRACIÓN DE MÉDULA ÓSEA 150818-0

**Los siguientes idiomas se incluyen en este paquete:**

English (en)	Deutsch (de)	Nederlands (nl)	Français (fr)
Español (es)	Italiano (it)	Português (pt)	中文- Chinese (sch)
Türkçe (tk)			

Para otros idiomas, visite nuestro sitio web en [www.wmt.com](http://www.wmt.com)

y haga clic en la opción **Prescribing Information**

(Información para la prescripción).

**Para información adicional y traducciones, póngase en contacto con el fabricante o con su distribuidor local.**



CE 0086\*

Wright Medical Technology, Inc.  
1023 Cherry Road  
Memphis, TN 38117  
U.S.A.

EC REP

Wright Medical UK Ltd  
3rd Avenue  
Letchworth  
Herts, SG6 2JF  
UK

\* La marca de conformidad de la CE se aplica por cada número de catálogo y, si corresponde, aparece en la etiqueta exterior.

Rx ONLY

Octubre de 2013  
Impreso en EE.UU.

# **Kit de aspiración de médula ósea (AMO)**

(150818-0)

## **INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO**

El kit de aspiración de médula ósea contiene el equipo necesario para realizar este procedimiento.

El uso de una técnica quirúrgica adecuada es responsabilidad del profesional médico. Las recomendaciones siguientes son meras técnicas recomendadas. Cada cirujano deberá valorar la idoneidad de las técnicas con arreglo a su propia formación y experiencia médica.

## **INDICACIONES**

El kit de aspiración de médula ósea está indicado para su uso como jeringa de émbolo para realizar aspiraciones de médula ósea, sangre autóloga, plasma y otros líquidos corporales. La jeringa puede utilizarse para mezclar el material de injerto óseo con los líquidos aspirados y para administrar el material de injerto compuesto en intervenciones ortopédicas.

## **ADVERTENCIAS**

Deben tenerse en cuenta las siguientes advertencias:

- Cada unidad está indicada para uso exclusivo en un único paciente.
- No utilice el producto si el envase está dañado.
- El producto que no se haya usado deberá eliminarse siguiendo los procedimientos adecuados.
- NO REESTERILICE EL KIT DE ASPIRACIÓN DE MÉDULA ÓSEA.

## **PRECAUCIONES**

El kit de aspiración de médula ósea permanecerá estéril durante el periodo de conservación indicado siempre que el envase no esté abierto ni dañado. El producto debe utilizarse antes de la fecha de caducidad. El producto que no se haya usado o haya caducado deberá eliminarse siguiendo los procedimientos adecuados.

No se ha evaluado la seguridad ni la compatibilidad de este dispositivo en el entorno de RM. El dispositivo no ha sido probado para estudiar su calentamiento o migración en el entorno de RM.

## **MANIPULACIÓN Y USO**

El kit de aspiración de médula ósea se suministra estéril y se considerará estéril salvo que el envase interior esté abierto o dañado. Este producto no debe volverse a esterilizar. Los kits son para uso exclusivo en un único paciente y nunca deberán reutilizarse.

Las siguientes instrucciones son meramente orientativas. La ubicación de la zona de aspiración queda a criterio del cirujano:

### **1. Prepare el sitio**

Prepare el sitio y aplique paños quirúrgicos de la forma indicada para recoger un injerto de cresta ilíaca. Palpe la cresta ilíaca anterior.

La colocación 1 cm posterior a la espina ilíaca anterosuperior evitará daños al nervio femoral cutáneo lateral del muslo.

## **2. Introduzca la aguja**

Introduzca la aguja de aspiración en la posición central de la cresta, evitando atravesar el labio lateral dirigido hacia abajo.

## **3. Prepárese para la aspiración**

Retire el trócar y coloque la jeringa de aspiración en la aguja.

## **4. Aspire la médula ósea**

Comience la aspiración de la médula ósea roja. Si no es posible aspirar fácilmente la médula ósea, cambie ligeramente la posición de la aguja. Si aún no es posible aspirar la médula ósea, retire la jeringa para recolocar la aguja, sustituyendo el trócar y repitiendo los pasos 1 a 4.

## **5. Recolecte la aguja y continúe con la aspiración**

Durante la aspiración, recolecte la aguja cada 5 ml para evitar la aspiración de sangre periférica.

## **ESTERILIDAD**

Todos los componentes del kit de aspiración de médula ósea se suministran estériles.

El producto es para un solo uso y no se debe reesterilizar. Los dispositivos etiquetados para un solo uso nunca deben ser reutilizados. La reutilización de estos dispositivos podría provocar lesiones graves al paciente. Los riesgos relacionados con la reutilización de estos dispositivos son, entre otros: degradación significativa del rendimiento del dispositivo, infección cruzada y contaminación.

**PRECAUCIÓN:** Las leyes federales de Estados Unidos restringen la venta, distribución y utilización de este dispositivo a médicos, o por prescripción facultativa.