



DA

**MONTERBART ENDOSKOPISK BLAD  
150856-0**

**Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:**

English (en)  
Español (es)  
Türkçe (tk)

Deutsch (de)  
Italiano (it)

Nederlands (nl)  
Português (pt)

Français (fr)  
中文- Chinese (sch)

Besøg vort websted på [www.wmt.com](http://www.wmt.com) for at få yderligere sprog. Klik dernæst på valgmuligheden

**Prescribing Information** (Ordinationsoplysninger).

**Kontakt producenten eller den lokale forhandler for at få yderligere oplysninger og oversættelser.**



CE 0086\*

Wright Medical Technology, Inc.  
1023 Cherry Road  
Memphis, TN 38117  
U.S.A.

EC REP

Wright Medical UK Ltd  
3rd Avenue  
Letchworth  
Hertfordshire, SG6 2JF  
UK

\* CE-mærket for overensstemmelse gælder iht. katalognummer og vises på den ydre etiket, hvis relevant.

**R** ONLY

Oktober 2013  
Trykt i USA

*Til den opererende kirurg*  
**VIGTIG MEDICINSK INFORMATION**  
**MONTERBART ENDOSKOPISK BLAD**  
**(150856-0)**

OVERSIGT:

DEFINITIONER

GENEREL PRODUKTINFORMATION

A. BESKRIVELSE

B. INDIKATIONER


C. ADVARSLER OG  
FORHOLDSREGLER

D. HÅNDBLING

**DEFINITIONER**

Der kan være anvendt symboler og forkortelser på pakkens etiket. Følgende tabel indeholder definitioner på disse symboler og forkortelser.

Tabel 1. Definitioner på symboler og forkortelser

Symbol	Definition
	Partikode
	Katalognummer
	Må ikke genbruges
	Forsigtig, se vedlagte dokumenter
	Se brugervejledningen
	Anvendes inden
	Temperaturbegrænsning
	Opbevares tørt
	Beskyttes mod sollys
	Fremstillingsdato
	Producent
	Autoriseret repræsentant i Den Europæiske Union
	Steriliseret med bestråling

R ONLY	Kun efter ordination
SS	Rustfrit stål

## GENEREL PRODUKTINFORMATION

### A. BESKRIVELSE

Det monterbare endoskopiske blad består af sterile engangssavblade til brug på en enkelt patient. Bladene må kun bruges med et 4 mm 30° endoskop.

### B. INDIKATIONER

Det monterbare endoskopiske blad er indiceret til brug ved minimalt invasiv aflastning af ligament eller fascia.

- Fasciotomi på fod for fasciitis plantaris
- Mortons neurom for interdigital neuroma
- Gastrocnemius aflastning for kontraktur af hælsenen (equinus)

### C. ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

Det er lægens ansvar at anvende korrekt kirurgisk teknik. Det monterbare endoskopiske blad leveres som et

instrument til lettelse af minimalt invasiv aflastning af ligamenter eller fascia. Hver kirurg skal vurdere, om instrumenterne og teknikkerne er passende til den aktuelle patient baseret på personlig medicinsk uddannelse og erfaring. Som ved alle kirurgiske procedurer skal der udvises forsigtighed ved behandling af personer med præeksisterende tilstande, der kan påvirke indgrebets udfald. Hver patient er unik, og patientresultater kan variere.

Anordninger, der er mærket kun til engangsbrug, må aldrig genbruges. Genbrug af disse anordninger kan eventuelt resultere i alvorlig patientskade. Eksempler på farer i forbindelse med genbrug af disse anordninger inkluderer, men er ikke begrænset til: signifikant forringelse af anordningens funktion, krydsinfektion og kontaminering.

### D. HÅNDTERING

Det monterbare endoskopiske blad leveres sterilt og bør betragtes som værende sterilt, medmindre den indre emballage er blevet åbnet eller beskadiget. Produktet må ikke resteriliseres. Det monterbare endoskopiske blad er til brug på en enkelt

patient og må aldrig genbruges. Ubrugt eller udløbet produkt skal kasseres på korrekt vis. Det monterbare endoskopiske blad må kun bruges med et 4 mm 30° endoskop.