



MONTIERBARES ENDOSKOP-SÄGEBLATT

150856-0

Dieses Paket enthält die folgenden Sprachen:

English (en)
Español (es)
Türkçe (tk)

Deutsch (de)
Italiano (it)

Nederlands (nl)
Português (pt)

Français (fr)
中文- Chinese (sch)

Weitere Sprachen finden Sie auf unserer Website www.wmt.com Klicken Sie anschließend auf die Option

Prescribing Information (Verschreibungsangaben).

Weitere Informationen und Übersetzungen erhalten Sie vom Hersteller oder dem zuständigen Vertrieb.



CE 0086*

Wright Medical Technology, Inc.
1023 Cherry Road
Memphis, TN 38117
U.S.A.

EC REP

Wright Medical UK Ltd
3rd Avenue
Letchworth
Hertfordshire, SG6 2JF
UK

* Die CE-Kennzeichnung gilt für einzelne Katalognummern und befindet sich ggf. auf dem Außenetikett.

R ONLY

Oktober 2013

1 Gedruckt in den USA.

Zur Beachtung für den Chirurgen

WICHTIGE MEDIZINISCHE INFORMATIONEN

MONTIERBARES ENDOSKOP-SÄGEBLATT (150856-0)

ÜBERBLICK:

DEFINITIONEN

ALLGEMEINE PRODUKTHINWEISE

A. BESCHREIBUNG

B. INDIKATIONEN













C. WARNHINWEISE UND
VORSICHTSMASSNAHMEN

D. HANDHABUNG

DEFINITIONEN

Auf dem Versandetikett befinden sich Symbole und Abkürzungen. Die folgende Tabelle enthält die Definitionen dieser Symbole und Abkürzungen.

Tabelle 1. Definitionen der Symbole und Abkürzungen

Symbol	Definition
	Chargenbezeichnung
	Katalognummer
	Nicht wieder verwenden
	Vorsicht, Begleitunterlagen beachten
	Gebrauchsanweisung beachten
	Verwendbar bis
	Temperaturbereich
	Trocken aufbewahren
	Vor Sonnenlicht schützen
	Herstellungsdatum
	Hersteller
	Bevollmächtigter in der EG
	Mit Strahlung sterilisiert

R ONLY	Gebrauch nur auf Rezept
SS	Edelstahl

ALLGEMEINE PRODUKTHINWEISE

A. BESCHREIBUNG

Das montierbare Endoskop-Sägeblatt besteht aus sterilen Einmal-Sägeblättern. Die Sägeblätter dürfen nur mit Endoskopen von 4 mm Durchmesser und 30° Anwinkelung verwendet werden.

B. INDIKATIONEN

Das montierbare Endoskop-Sägeblatt ist für die minimal invasive Ablösung von Bändern oder Faszien indiziert.

- Plantare Fasziotomie bei plantarer Fasziitis
- Interdigitalneurom (Morton-Neurom)
- Gastrocnemiusablösung bei Kontraktur der Achillessehne (Equinus)

C. WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Der Mediziner ist dafür verantwortlich, dass geeignete chirurgische Techniken angewendet werden. Das montierbare Endoskop-Sägeblatt ist als Hilfsmittel zur leichteren minimal invasiven Ablösung von Bändern oder Faszien anzusehen. Jeder Chirurg muss die Eignung der Instrumente und Techniken für jeden einzelnen Patienten auf der Grundlage seiner persönlichen medizinischen Ausbildung und Erfahrung beurteilen. Wie bei jedem chirurgischen Eingriff muss bei Personen mit bereits bestehenden Krankheitszuständen, die den Erfolg des chirurgischen Eingriffs beeinträchtigen können, vorsichtig vorgegangen werden. Patienten sind individuell verschieden und es sind Variationen des Behandlungserfolgs möglich.

Als Einmalprodukte gekennzeichnete Produkte dürfen unter keinen Umständen wiederverwendet werden. Eine Wiederverwendung dieser Produkte kann die Gesundheit des Patienten potenziell ernsthaft schädigen. Beispiele für die mit einer Wiederverwendung dieser

Produkte verbundenen Gefahren sind u.a. deutlich herabgesetzte Produktleistung, Kreuzinfektion und Kontamination.

D. HANDHABUNG

Das montierbare Endoskop-Sägeblatt wird steril geliefert und kann als steril betrachtet werden, solange die innere Verpackung nicht geöffnet oder beschädigt wurde. Dieses Produkt darf nicht resterilisiert werden. Das montierbare Endoskop-Sägeblatt ist nur für den Gebrauch bei einem einzigen Patienten bestimmt und darf unter keinen Umständen wiederverwendet werden. Gebrauchte Produkte und Produkte, deren Verwendbarkeitsdatum abgelaufen ist, ordnungsgemäß entsorgen. Das montierbare Endoskop-Sägeblatt darf nur mit Endoskopen von 4 mm Durchmesser und 30° Anwinkelung verwendet werden.