



CUCHILLA ENDOSCÓPICA MONTABLE

150856-0

Los siguientes idiomas se incluyen en este paquete:

English (en)
Español (es)
Türkçe (tk)

Deutsch (de)
Italiano (it)

Nederlands (nl)
Português (pt)

Français (fr)
中文- Chinese (sch)

Para otros idiomas, visite nuestro sitio web en www.wmt.com

Después, haga clic en la opción **Prescribing Information** (Información para la prescripción).

Para información adicional y traducciones, póngase en contacto con el fabricante o con su distribuidor local.



CE 0086*

Wright Medical Technology, Inc.
1023 Cherry Road
Memphis, TN 38117
U.S.A.

EC REP

Wright Medical UK Ltd.
3rd Avenue
Letchworth
Hertfordshire, SG6 2JF
UK

* La marca de conformidad de la CE se aplica por cada número de catálogo y, si corresponde, aparece en la etiqueta exterior.

A la atención del cirujano que efectúa la
intervención

INFORMACIÓN MÉDICA IMPORTANTE

**CUCHILLA ENDOSCÓPICA MONTABLE
(150856-0)**

ÍNDICE:

DEFINICIONES

INFORMACIÓN GENERAL DEL
PRODUCTO

A. DESCRIPCIÓN

B. INDICACIONES












C. ADVERTENCIAS Y
PRECAUCIONES

D. MANIPULACIÓN

DEFINICIONES

Podrán utilizarse símbolos y abreviaturas en la etiqueta del envase. En la siguiente tabla se indican las definiciones de dichos símbolos y abreviaturas.

Tabla 1. Definiciones de símbolos y abreviaturas

Símbolo	Definición
	Código de lote
	Número de catálogo
	No reutilizar
	Advertencia: consultar los documentos adjuntos
	Consultar las instrucciones de funcionamiento
	Usar antes de
	Límite de temperatura
	Mantener seco
	Mantener al abrigo de la luz del sol
	Fecha de fabricación
	Fabricante

EC REP	Representante CE autorizado en la Comunidad Europea
STERILE R	Esterilizado con radiación
R ONLY	Para usar sólo con receta médica
SS	Acero inoxidable

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

A. DESCRIPCIÓN

La cuchilla endoscópica montable consta de hojas de sierra desechables estériles, para un solo uso. Las cuchillas deben utilizarse únicamente con un endoscopio de 4 mm y 30°.

B. INDICACIONES

La cuchilla endoscópica montable está concebida para utilizarse en la liberación mínimamente invasiva de ligamentos o fascias.

- Fasciotomía plantar, para la fascitis plantar

- Neuroma de Morton para el neuroma interdigital
- Liberación del gastrocnemio para la contractura del tendón de Aquiles (equino)

C. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Es el médico quien tiene que decidir las técnicas quirúrgicas adecuadas. La cuchilla endoscópica montable se suministra como herramienta para facilitar la liberación mínimamente invasiva de ligamentos o fascias. Cada cirujano deberá valorar la idoneidad del instrumental y las técnicas para cada paciente con arreglo a su propia formación y experiencia médica. Al igual que con cualquier procedimiento quirúrgico, deberá procederse con cuidado al tratar individuos con patologías preexistentes que podrían afectar al éxito del procedimiento quirúrgico. Cada paciente es diferente y los resultados pueden variar.

Los dispositivos etiquetados para un solo uso nunca deben ser reutilizados. La reutilización de estos dispositivos podría provocar lesiones graves al paciente.

Ejemplos de los riesgos relacionados con la reutilización de estos dispositivos son, entre otros: disminución significativa del rendimiento del dispositivo, infección cruzada y contaminación.

D. MANIPULACIÓN

La cuchilla endoscópica montable se suministra estéril y se considerará estéril salvo que el envase interior esté abierto o dañado. Este producto no debe volverse a esterilizar. La cuchilla endoscópica montable es para uso en un solo paciente y nunca deberá reutilizarse. Los productos usados o que hayan caducado deben eliminarse siguiendo los procedimientos adecuados. La cuchilla endoscópica montable solo debe utilizarse con un endoscopio de 4 mm y 30°.