



LAME ENDOSCOPIQUE À MONTER

150856-0

Les langues suivantes sont incluses dans ce paquet :

English (en)
Español (es)
Türkçe (tk)

Deutsch (de)
Italiano (it)

Nederlands (nl)
Português (pt)

Français (fr)
中文- Chinese (sch)

Pour d'autres langues, visiter notre site web www.wmt.com

Puis cliquer sur l'option **Prescribing Information** (Informations pour la prescription).

Pour des informations et traductions complémentaires, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur local.



CE 0086*

Wright Medical Technology, Inc.
1023 Cherry Road
Memphis, TN 38117
U.S.A.

EC REP

Wright Medical UK Ltd
3rd Avenue
Letchworth
Hertfordshire, SG6 2 JF
UK

* Le marquage CE de conformité est utilisé par numéro de catalogue et apparaît sur l'étiquette externe, le cas échéant.

R ONLY

À l'attention du chirurgien
**INFORMATIONS MÉDICALES
IMPORTANTES**

**LAME ENDOSCOPIQUE À MONTER
(150856-0)**

SOMMAIRE :

DÉFINITIONS :

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE
PRODUIT

A. DESCRIPTION

B. INDICATIONS











C. AVERTISSEMENTS ET
PRÉCAUTIONS


D. MANIPULATION

DÉFINITIONS :

Des symboles et des abréviations peuvent être employés sur l'étiquette du conditionnement. Le tableau suivant fournit les définitions de ces symboles et abréviations.

Tableau 1. Définitions des symboles et abréviations

Symbole	Définition
	Code de lot
	Référence
	Ne pas réutiliser
	Attention, consulter la documentation incluse
	Consulter les instructions d'utilisation
	Utiliser avant le
	Limites de température
	Conserver au sec
	Tenir à l'abri de la lumière du soleil
	Date de fabrication

	Fabricant
EC REP	Mandataire dans la Communauté européenne
STERILE R	Stérilisé par irradiation
R ONLY	Usage exclusivement sur prescription médicale
SS	Acier inoxydable

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT

A. DESCRIPTION

La lame endoscopique à monter se compose de lames de scie jetables à usage unique stériles. Les lames doivent être utilisées uniquement avec un endoscope 30° de 4 mm.

B. INDICATIONS

La lame endoscopique à monter est destinée à être utilisée dans le décollement mini invasif des ligaments ou fascia.

- Fasciotomie plantaire, en cas de fasciite plantaire
- Chirurgie du névrome de Morton, en cas de névrome interdigital
- Décollement des gastrocnémiens, en cas de contracture du tendon achilléen (équinisme)

C. AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Il incombe au chirurgien d'utiliser les méthodes chirurgicales adéquates. La lame endoscopique à monter est fournie comme outil pour faciliter le décollement mini invasif des ligaments ou fascia. Chaque chirurgien doit évaluer la pertinence des instruments et des méthodes pour chaque patient en fonction de sa formation et de ses compétences médicales personnelles. Comme dans toute intervention chirurgicale, procéder avec précaution lors du traitement de personnes présentant des pathologies existantes pouvant compromettre le succès de l'intervention. Chaque patient est différent et les résultats peuvent varier d'un patient à l'autre.

Les dispositifs prévus pour un usage unique ne doivent jamais être réutilisés. La réutilisation de ces dispositifs peut potentiellement provoquer des lésions graves chez le patient. Parmi les exemples de dangers associés à la réutilisation de ces dispositifs, on citera entre autres : dégradation significative des performances du dispositif, infection croisée et contamination.

D. MANIPULATION

La lame endoscopique à monter est fournie stérile et doit être considéré comme stérile à moins que l'emballage interne n'ait été ouvert ou endommagé. Ce produit ne doit pas être restérilisé. La lame endoscopique à monter est destinée à être utilisée sur un seul patient et ne doit jamais être réutilisée. Tout produit utilisé ou dont la date d'expiration est dépassée doit être éliminé selon les règles en vigueur. La lame endoscopique à monter doit uniquement être utilisée avec des endoscopes 30° de 4 mm.