



LAMA ENDOSCOPICA MONTABILE

150856-0

Le seguenti lingue sono incluse in questa confezione:

English (en)
Español (es)
Türkçe (tk)

Deutsch (de)
Italiano (it)

Nederlands (nl)
Português (pt)

Français (fr)
中文- Chinese (sch)

Per altre lingue, visitare il sito Web www.wmt.com

Quindi fare clic sull'opzione **Prescribing Information** (Informazioni sulla prescrizione).

Per ulteriori informazioni e traduzioni, contattare il fabbricante o il distributore locale.



CE 0086*

Wright Medical Technology, Inc.
1023 Cherry Road
Memphis, TN 38117
U.S.A.

EC REP

Wright Medical UK Ltd
3rd Avenue
Letchworth
Hertfordshire, SG6 2JF
UK

* Il marchio di conformità CE è applicato per numero di catalogo e compare sull'etichetta esterna, se pertinente.

R ONLY

Ottobre 2013

Stampato negli U.S.A.

Alla c.a. del chirurgo
**INFORMAZIONI MEDICHE
IMPORTANTI**
**LAMA ENDOSCOPICA MONTABILE
(150856-0)**

PROSPETTO

DEFINIZIONI

**INFORMAZIONI GENERALI SUL
PRODOTTO**

A. DESCRIZIONE

B. INDICAZIONI













C. AVVERTENZE E PRECAUZIONI

D. MANIPOLAZIONE

DEFINIZIONI

Sull'etichetta della confezione possono essere presenti simboli e abbreviazioni. La tabella che segue fornisce la definizione di tali simboli e abbreviazioni.

Tabella 1. Definizione dei simboli e delle abbreviazioni

Simbolo	Definizione
	Codice del lotto
	Numero di catalogo
	Non riutilizzare
	Attenzione, consultare la documentazione allegata
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Data di scadenza
	Limiti di temperatura
	Tenere all'asciutto
	Tenere al riparo dalla luce solare
	Data di produzione
	Produttore
	Rappresentante autorizzato CE nella Comunità Europea

STERILE R	Sterilizzato con radiazioni
R ONLY	Esclusivamente dietro prescrizione medica
SS	Acciaio inossidabile

INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO

A. DESCRIZIONE

La lama endoscopica montabile è costituita da lame per seghetto sterili monouso. Le lame vanno usate solo con un endoscopio a 30° da 4 mm.

B. INDICAZIONI

La lama endoscopica montabile è indicata per l'uso nelle procedure mininvasive di liberazione della fascia o dei legamenti.

- fasciotomia plantare per fascite plantare
- neuroma di Morton per neuroma interdigitale

- liberazione del gastrocnemio per contrattura del tendine di Achille (equinus)

C. AVVERTENZE E PRECAUZIONI

L'adozione delle tecniche chirurgiche adeguate è responsabilità del medico. La lama endoscopica montabile è uno strumento che serve ad agevolare l'esecuzione delle procedure mininvasive di liberazione della fascia o dei legamenti. Ogni chirurgo deve valutare se gli strumenti e le tecniche sono adeguati ai singoli pazienti, attingendo alla propria esperienza e alle proprie competenze mediche. Come per qualsiasi intervento chirurgico, si deve esercitare la debita cautela nel trattare soggetti con condizioni preesistenti che potrebbero minare l'esito soddisfacente della procedura chirurgica. Ogni paziente è differente e i risultati possono variare da paziente a paziente.

I dispositivi classificati come esclusivamente monouso non devono mai essere riutilizzati. Il riutilizzo di questi dispositivi può avere gravi conseguenze per il paziente. Esempi di pericoli

correlati al riutilizzo di questi dispositivi includono, senza limitazioni: un notevole degrado delle prestazioni del dispositivo, l'infezione crociata e la contaminazione.

D. MANIPOLAZIONE

La lama endoscopica montabile viene fornita sterile e va considerata tale a meno che la confezione interna non risulti aperta o danneggiata. Non sottoporre questo prodotto a risterilizzazione. La lama endoscopica montabile è esclusivamente monopaziente e non deve mai essere riutilizzata. Il prodotto non utilizzato o scaduto deve essere smaltito secondo le procedure corrette. La lama endoscopica montabile va usata solo con endoscopi a 30° da 4 mm.