

**LÂMINA ENDOSCÓPICA MONTÁVEL****150856-0****Os seguintes idiomas estão incluídos nesta embalagem:**

English (en)
Español (es)
Türkçe (tk)

Deutsch (de)
Italiano (it)

Nederlands (nl)
Português (pt)

Français (fr)
中文- Chinese (sch)

Visite o nosso website, www.wmt.com, para outros idiomas.

Em seguida, clique na opção **Prescribing Information** (Informações de prescrição).

Para informações adicionais e traduções contacte o fabricante ou o distribuidor local.



CE 0086*

Wright Medical Technology, Inc.
1023 Cherry Road
Memphis, TN 38117
U.S.A.

EC REP

Wright Medical UK Ltd
3rd Avenue
Letchworth
Hertfordshire, SG6 2JF
UK

* A marcação de conformidade CE é aplicada por número de catálogo e aparece no rótulo exterior, se aplicável.

À atenção do cirurgião
**INFORMAÇÕES MÉDICAS
IMPORTANTES**
LÂMINA ENDOSCÓPICA MONTÁVEL
(150856-0)

SÍNTESE:

DEFINIÇÕES

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O
PRODUTO

A. DESCRIÇÃO

B. INDICAÇÕES












C. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

D. MANUSEAMENTO

DEFINIÇÕES

Podem ser usados símbolos e abreviaturas nos rótulos da embalagem. O quadro seguinte fornece as definições destes símbolos e abreviaturas.

Quadro 1. Definições de símbolos e abreviaturas

Símbolo	Definição
	Código do lote
	Número de catálogo
	Não voltar a utilizar
	Atenção, consultar os documentos anexos
	Consultar as instruções de funcionamento
	Prazo de validade
	Limites de temperatura
	Manter seco
	Manter afastado da luz solar
	Data de fabrico
	Fabricante

EC REP	Representante CE autorizado na Comunidade Europeia
STERILE R	Esterilizado por radiação
R ONLY	Apenas para utilização mediante prescrição médica
SS	Aço inoxidável

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PRODUTO

A. DESCRIÇÃO

A lâmina endoscópica montável consiste em lâminas de serra descartáveis e estéreis para uma única utilização. As lâminas só devem ser usadas com um endoscópio de 4 mm e 30°.

B. INDICAÇÕES

A lâmina endoscópica montável está indicada para utilização na libertação minimamente invasiva de ligamentos ou fáscia.

- Fasciotomia plantar para fascíte plantar;

- Neuroma de Morton para neuroma interdigital;
- Libertação do gastrocnémio para contractura do tendão de Aquiles (equino).

C. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

As técnicas cirúrgicas apropriadas são da responsabilidade do profissional médico. A lâmina endoscópica montável é fornecida como uma ferramenta para facilitar a libertação minimamente invasiva de ligamentos ou fáscia. Cada cirurgião tem de avaliar a adequação dos instrumentos e técnicas para cada doente com base na sua formação e capacidades. A semelhança do que acontece com qualquer intervenção cirúrgica, deve ter-se cuidado ao tratar pessoas com doenças preexistentes susceptíveis de afectar o êxito da intervenção cirúrgica. Todos os doentes são diferentes e os resultados podem variar.

Os dispositivos identificados como "exclusivamente para utilização única" nunca deverão ser utilizados. A reutilização destes dispositivos

poderá causar lesões graves no doente. Exemplos dos perigos relacionados com a reutilização destes dispositivos incluem, entre outros: degradação significativa do desempenho do dispositivo, infecção cruzada e contaminação.

D. MANUSEAMENTO

A lâmina endoscópica montável é fornecida estéril e deve ser considerada como tal, excepto se a embalagem interna tiver sido aberta ou estiver danificada. Este produto não deve ser reesterilizado. A lâmina endoscópica montável destina-se a ser utilizada num único doente e nunca deve ser reutilizada. O produto não usado ou cujo prazo de validade tenha expirado deve ser devidamente eliminado. A lâmina endoscópica montável só deve ser usada com endoscópios de 4 mm e 30°.