



SV

MONTERBART ENDOSKOPIBLAD 150856-0

Följande språk ingår i detta paket:

English (en)
Español (es)
Türkçe (tk)

Deutsch (de)
Italiano (it)

Nederlands (nl)
Português (pt)

Français (fr)
中文- Chinese (sch)

För ytterligare språk ska du besöka vår webbplats på www.wmt.com.
Klicka sedan på alternativet **Prescribing Information** (förskrivningsinformation).

För ytterligare information och översättningar ska du kontakta tillverkaren eller en lokal återförsäljare.



CE 0086*

Wright Medical Technology, Inc.
1023 Cherry Road
Memphis, TN 38117
U.S.A.

EC REP

Wright Medical UK Ltd
3rd Avenue
Letchworth
Hertfordshire, SG6 2JF
UK

* CE-märkningen för överensstämmelse tillämpas i enlighet med beställningsnummer och visas på ytteretiketten, om tillämpligt.

R ONLY
Oktober 2013
Tryckt i USA

Anmärkning för kirurgen

VIKTIG MEDICINSK INFORMATION

MONTERBART ENDOSKOPIBLAD
(150856-0)

ÖVERSIKT:

DEFINITIONER

ALLMÄN PRODUKTINFORMATION

A. BESKRIVNING

B. INDIKATIONER

C. VARNINGAR OCH
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

D. HANTERING

DEFINITIONER

Symboler och förkortningar kan användas på förpackningsetiketten. I följande tabell definieras dessa symboler och förkortningar.

Tabell 1. Definition av symboler och förkortningar

Symbol	Definition
	Batchkod
	Katalognummer
	Får ej återanvändas
	Var försiktig! Konsultera medföljande dokument
	Konsultera bruksanvisningen
	Använd före
	Temperaturgränsvärde
	Håll torr
	Håll borta från solljus
	Tillverkningsdatum
	Tillverkare
	Auktoriserad EG-representant inom den Europeiska gemenskapen

STERILE R	Steriliserad med strålning
R ONLY	Får endast användas på läkarordination
SS	Rostfritt stål

ALLMÄN PRODUKTINFORMATION

A. BESKRIVNING

Det monterbara endoskopibladet består av sterila sågblad för engångsbruk. Bladen bör användas endast med 4 mm 30°-endoskop.

B. INDIKATIONER

Det monterbara endoskopibladet är indicerat för användning vid minimalinvasiv ligament- eller fascia-frigöring.

- Plantar fasciotomi vid plantar fasciit.
- Mortons neurom vid interdigitalt neurom.
- Frigöring av yttre vadmuskeln vid kontraktur i hälsena (equinus).

C. VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Läkaren är ansvarig för att välja lämplig kirurgisk teknik. Det monterbara endoskopibladet tillhandahålls som verktyg för att underlätta minimalinvasiv ligament- eller fascia-frigöring. Varje kirurg måste utvärdera instrumentens och teknikernas lämplighet för varje patient baserat på personlig medicinsk utbildning och erfarenhet. Som med alla kirurgiska procedurer bör man vara försiktig vid behandling av personer med existerande sjukdomstillstånd som kan påverka det kirurgiska ingreppets framgång. Alla patienter är olika och patientresultat kan variera.

Anordningar märkta för engångsbruk får aldrig återanvändas. Återanvändning av dessa anordningar kan eventuellt leda till allvarlig patientskada. Exempel på faror relaterade till återanvändning av dessa anordningar omfattar, men begränsas inte till: kraftig försämring av anordningens prestanda, korsinfektion och kontamination.

D. HANTERING

Det monterbara endoskopibladet levereras sterilt och ska betraktas som sterilt om inte den inre förpackningen har öppnats eller skadats. Denna produkt får inte omsteriliseras. Det monterbara endoskopibladet är avsett för användning på en patient och får aldrig återanvändas. Produkter som har använts eller för vilka utgångsdatumet har passerats ska kasseras på lämpligt sätt. Det monterbara endoskopibladet bör användas endast med ett 4 mm 30°-endoskop.