

**MONTE EDİLEBİLİR ENDOSKOPIK BIÇAK****150856-0****Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:**

English (en)  
Español (es)  
Türkçe (tk)

Deutsch (de)  
Italiano (it)

Nederlands (nl)  
Português (pt)

Français (fr)  
中文- Chinese (sch)

Ek diller için web sitemizi ziyaret edin [www.wmt.com](http://www.wmt.com)Sonra **Prescribing Information** (Reçeteleme Bilgisi) seçeneğine tıklayın.**Ek bilgi ve tercüme için lütfen üretici veya yerel distribütör ile irtibat kurun.**

CE 0086\*

Wright Medical Technology, Inc.  
1023 Cherry Road  
Memphis, TN 38117  
U.S.A.

EC REP

Wright Medical UK Ltd  
3rd Avenue  
Letchworth  
Hertfordshire, SG6 2JF  
UK

\* CE-Uyumluluk İşareti katalog numarası başına uygulanır ve ilgili olduğu durumlarda dıştaki etikette görülür.

*Ameliyatı Yapan Cerrahın Dikkatine*  
**ÖNEMLİ TIBBİ BİLGİLER**  
**MONTE EDİLEBİLİR ENDOSKOPIK BIÇAK**  
**( 150856-0)**

**İÇİNDEKİLER:**

**TANIMLAR**

**ÜRÜNE AİT GENEL BİLGİLER**

**A. TANIM**

**B. ENDİKASYONLAR**

**C. UYARILAR VE ÖNLEMLER**

**D. MUAMELE**

**TANIMLAR**

Ambalaj etiketlerinde semboller ve kısaltmalar kullanılmış olabilir. Bu sembollerin ve kısaltmaların tanımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

**Tablo 1. Sembollerin ve Kısaltmaların Tanımları**

<b>Sembol</b>	<b>Tanım</b>
	Parti kodu
	Katalog numarası
	Tekrar kullanmayın
	Dikkat, birlikte gelen belgelere bakınız
	Kullanım talimatına bakınız
	Son kullanım tarihi
	Sıcaklık sınırları
	Kuru tutun
	Güneş ışığından uzak tutun
	Üretim tarihi
	Üretici
	Avrupa Topluluğu'nda Yetkili AT Temsilcisi
	Radyasyonla sterilize edilmiştir

R ONLY	Sadece reçeteyle kullanılır
SS	Paslanmaz Çelik

## ÜRÜNE AİT GENEL BİLGİLER

### A. TANIM

Monte Edilebilir Endoskopik Bıçak steril, tek kullanımlık, atılabilir testere bıçaklardan oluşur. Bıçaklar sadece 4 mm 30° endoskopa kullanılmalıdır.

### B. ENDİKASYONLAR

Monte Edilebilir Endoskopik Bıçağın minimal invaziv ligaman veya fasiya serbest bırakmada kullanılması endikedir.

- Plantar fasiit için plantar fasyotomi
- İnterdijital nörom için Morton nöromu
- Ayak topuğu kirişi kontraktürü (ekuinus) için gastroknemius serbest bırakma

### C. UYARILAR VE ÖNLEMLER

Uygun cerrahi tekniklerin kullanılması tıp uzmanının sorumluluğundadır. Monte Edilebilir Endoskopik Bıçak ve ilgili aletler minimal invaziv ligaman veya fasiya serbest

bırakmayı kolaylaştırmak üzere bir araç olarak sağlanır. Her cerrah her hasta için aletlerin ve tekniklerin uygunluğunu kişisel tıp eğitimi ve deneyimleri doğrultusunda değerlendirmelidir. Her cerrahi işlemde olduğu gibi, cerrahi işlemin başarılı olmasını etkileyebilecek bir durumun bulunduğu hastaların tedavisi sırasında dikkatli olunmalıdır. Her hasta farklıdır ve hasta sonuçları farklılık gösterebilir.

Sadece tek kullanımlık olarak etiketlenmiş cihazlar asla tekrar kullanılmamalıdır. Bu cihazların tekrar kullanılması hastanın ciddi şekilde zarar görmesiyle sonuçlanabilir. Bu cihazların tekrar kullanımıyla ilişkili tehlikelere örnek olarak ama verilenlerle sınırlı olmamak üzere şunlar vardır: cihaz performansında önemli ölçüde bozulma, çapraz enfeksiyon ve kontaminasyon.

### D. MUAMELE

Monte Edilebilir Endoskopik Bıçak steril olarak sağlanır ve iç ambalajı açık veya hasarlı olmadıkça steril olduğu kabul edilmelidir. Bu ürün tekrar sterilize edilmemelidir. Monte Edilebilir Endoskopik Bıçak tek hastada kullanılmak üzere ve asla tekrar kullanılmamalıdır. Kullanılmış