

**IGNITE™**  
**ESTÍMULO INJECTÁVEL PARA A FORMAÇÃO**  
**DE CALO EM FRACTURAS**  
**150830-1**

Instruções de utilização

Instruções de mistura

**NOTA:** estas instruções são específicas para o uso do aspirado de medula óssea. A água estéril fornecida como diluente pode ser substituída pelo aspirado de medula óssea. Se usar água estéril como diluente, injecte directamente da seringa.

**PREPARAÇÃO DO LOCAL\***



**ETAPA 1**

Localizar o defeito sob controlo fluoroscópico com a agulha e o trocar AZUIS de calibre 8.



**ETAPA 2 (facultativo)**

Caso seja pretendida a disrupção de tecido fibroso no defeito, utilizar um movimento de varrimento longitudinal.



**ETAPA 3**

Retire o trocar e insira o elevador IGNITE™, alinhando os marcadores no manípulo antes de juntar e encaixar. Criar um espaço subperiosteal para a injeção do enxerto.

**PREPARAÇÃO DO ENXERTO**



**ETAPA 4**

Usando a agulha e seringa VERDE 11G, aspire 20 cm<sup>3</sup> de medula óssea usando a técnica standard.<sup>1</sup> Ponha de lado.

**NOTA:** para criar e manter um vácuo, retire o êmbolo da seringa para a posição desejada e rode o êmbolo no sentido dos ponteiros dum relógio para posicionar uma das abas de travamento por trás da cavilha de travamento. Rode o êmbolo no sentido contrário ao dos ponteiros dum relógio para o desprender.



**ETAPA 5**

Retirar o êmbolo AZUL da seringa de 30 cm<sup>3</sup>. Em seguida, num movimento no sentido horário, rodar até que esteja completamente fixo ao suporte da ampola.



**ETAPA 6**

Acrescentar aspirado de medula óssea à seringa de 30 cm<sup>3</sup>.



**ETAPA 7**

Cuidadosamente acrescente o pó IGNITE™ em cima do aspirado de medula óssea.

**OBSERVAÇÃO:** após o pó IGNITE™ ser combinado com o aspirado de medula óssea, a mistura e a injeção devem ser concluídas no prazo de 5 minutos.

<sup>1</sup> Se assim desejar, o diluente fornecido pode ser substituído por aspirado de medula óssea.



#### ETAPA 8

Utilizando a espátula fornecida, misturar até obter uma consistência uniforme.

**OBSERVAÇÃO:** Certificar-se de que nenhuma acumulação de pó permanece no fundo.



#### ETAPA 9

Num movimento no sentido horário, rodar e puxar o cilindro da seringa E a tampa da ampola. Encaixar a tampa da seringa e introduzir cuidadosamente o êmbolo AZUL no cilindro da seringa.



#### ETAPA 10

Afrouxar a tampa da seringa. Eliminar o ar invertendo a seringa e pressionando o êmbolo. Retirar a tampa da seringa.

### INJEÇÃO DO COMPÓSITO DE ENXERTO



#### ETAPA 11

**Se tiver sido usada água estéril como diluente, administre o material directamente da seringa. Não injecte com uma agulha de tamanho 8.**

Encaixar a seringa do enxerto na agulha pré-posicionada. Injecte o enxerto composto IGNITE™ para dentro do envelope subperiósteo.

**NOTA: se a injeção parecer difícil, reposicione a agulha.**



#### ETAPA 12

Após a injeção, a agulha tem de permanecer sem perturbação durante 3 a 5 minutos (para coagulação parcial). Retirar lentamente a agulha em pequenos incrementos para minimizar o fluxo de retorno.

\*Técnicas cirúrgicas apropriadas são necessariamente a responsabilidade do profissional médico. As linhas de orientação anteriores são fornecidas apenas a título de técnicas recomendadas. Cada cirurgião tem de avaliar a adequação das técnicas, com base na sua formação e experiência médicas pessoais.

™ Marcas comerciais e ® Marcas registadas da Wright Medical Technology, Inc.

Cobertas por uma ou mais das seguintes patentes. Patentes norte-americanas 5.614.206; 5.807.567; 6.030.636, Patentes pendentes. ©2002 Wright Medical Technology, Inc. Todos os direitos reservados.

150830-1  
(06/18)