



可装卸式内窥镜刀片

150856-0

本包装内有以下语言说明：

English (en)
Español (es)
Türkçe (tk)

Deutsch (de)
Italiano (it)

Nederlands (nl)
Português (pt)

Français (fr)
中文- Chinese (sch)

欲了解其它语言的说明，请访问我们的网站www.wmt.com。然后点击 **Prescribing Information**（处方信息）选项。
有关额外信息和翻译版本，请与制造商或当地经销商联系。



CE 0086*

Wright Medical Technology, Inc.
1023 Cherry Road
Memphis, TN 38117
U.S.A.

EC REP

Wright Medical UK Ltd
3rd Avenue
Letchworth
Hertfordshire, SG6 2JF
UK

* 按照目录编号使用CE合规标志，适用时，将标志印刷在外标签上。

手术医生须知
重要医疗信息
可装卸式内窥镜刀片
(150856-0)

目录:

定义

一般产品信息

- A. 描述
- B. 适应症
- C. 警告与注意事项
- D. 处理

定义

包装标签上可能使用符号和缩写。下表给出了这些符号和缩写的定义。

表1。符号和缩写的定义

符号	定义
	批号
	产品编号
	产品编号
	当心, 请参考随附文件
	请参考操作说明
	有效期
	温度限制
	保持干燥
	避免日照
	制造日期
	制造商
	欧盟内的授权代表
	以辐射灭菌
	仅供处方使用
	不锈钢

一般产品信息

A. 描述

可装卸式内窥镜刀片包含单次使用的一次性无菌锯片。此类刀片只能用于4 mm 30°内窥镜。

B. 适应症

可装卸式内窥镜刀片用于韧带或筋膜微创松解术。

- 针对足底筋膜炎的足跖筋膜切开术
- 趾间神经瘤对应的莫顿氏神经瘤
- 针对跟腱痉挛（马蹄足）的腓肠肌松解术

C. 警告与注意事项

应由医生选择适当的手术操作和技法。配备可装卸式内窥镜刀片这一工具旨在为韧带或筋膜微创松解术提供便利。每位外科医生都必须根据各自的医学训练和经验评估各位患者所采用的器械和技术是否适宜。同其它外科操作一样，对于那些其既有病症可能影响外科操作成功的患者，治疗时应格外小心。因为每一位患者的情况各不相同，其治疗效果也会不同。

标签注明为只可单次使用的装置绝对不可重复使用。重复使用这些装置也许会导致严重

患者伤害。与重复使用此类装置有关的危险的例子包括，但不限于：装置性能显著降低、交叉感染和污染。

D. 处理

可装卸式内窥镜刀片是无菌产品，在内包装未被打开或无破损的情况下应视为无菌的。本产品不应再次灭菌。可装卸式内窥镜刀片仅供一个患者使用，绝对不得再次使用。应当正确丢弃用过的或过期的产品。可装卸式内窥镜刀片只能用于4 mm 30°内窥镜。